



Tuotenumero 1999905386

ABENA®

Vyövaippa, ABENA Wing, S3, white, keltainen värikoodi, Premium

- ✓ 100-prosenttinen hengittävyys varmistaa ihon terveyden ja optimaalisen mukavuuden
- ✓ Top-Dry-teknologian takaama kuiva pinta suojaa ihoa
- ✓ Optimaalinen istuvuus kuminauharypytysten ja pehmeiden voiden ansiosta
- ✓ Säädetävät ja uudelleen kiinnitettävät kiinnikkeet



Tuotekuvaus

ABENA Wing on Premium-luokan keskivaikeaan ja vaikeaan inkontinenssiin tarkoitettu vyövaippavalikoimamme, jolle on myönnetty Joutsenmerkki. Kaikki inkontinenssituotteet ovat täysin hengittäviä ja niissä on lisäsuojaa antavat vuotosuojat. Dermatologisesti testatuissa tuotteissa on ABENAN Top-Dry-teknologia, joka varmistaa ihon hyvinvoinnin pitämällä altistuneen ihoalueen miellyttävän kuivana useamman virtsaamiskerran jälkeenkin. Tuotteen takaosan läpi kulkeva pehmeä kuitukangasvyö on hyvä kiinnitysratkaisu kaikenmuotoisille vartaloille. Erikoispitkän vyön ansiosta et tarvitse erillistä jatkovyötä. Optimaalisen istuvuuden takaavat myös kuminauharypytykset tuotteen edessä ja takana. Helposti säädetävät kiinnittimet (tarranauhat vyössä ja kaksoisteipit tuotteessa) voidaan kiinnittää uudelleen useita kertoja. Ainutlaatuiset kiinnitysominaisuudet tekevät ABENA Wing -tuotteesta erinomaisen ratkaisun omatoimisille käyttäjille. Asteikollinen kosteusindikaattori auttaa käyttäjää ja hoitajaa valitsemaan tuotteen, jolla on oikea imukyky, ja helpottaa tuotevaihtoja. Hajunsulkujärjestelmä minimoi epämiellyttävät hajut.



Tuoteominaisuudet

Lyhyt nimi	Vyövaippa
Brändi	ABENA
Alabrändi	Wing
Koko	S3
Väri	White
Ominaisuudet	Keltainen värikoodi
Materiaali	ECF fluff, PE, BTBS, elastaani, kuitukangas, polypropeeni, hartsi, SAP
Pituus/syvyys	710 mm
Leveys	310 mm
Lantionympärys	50-85 cm
Toleranssi	+/- 10%
Rothwell-imukyky	2500 ml
Sukupuoli	Unisex
Laatu	Premium
Todistukset	CE. Joutsenmerkki. MD. UKCA.
Joutsenmerkki, lisenssinumero	5023 0001
CE-luokka	Class I
Tuote- tai testistandardit	ISO 11948-1, ISO 9001, ISO 13485, ISO 14001
Direktiivit, asetukset ja säädökset	MDR (EU) 2017/745
Turvallisuusohjeet ja varoitukset	Säilytettävä lasten ulottumattomissa.

Tuotteen koostumuksesta johtuen sillä on viimeinen käyttöpäivä, joka on laskettu valmistuspäivästä alkaen:	5 vuotta
Säilytysohjeet	Store dry, room temperature and no direct sunlight.
Tuotteen hävittämisohejeet	Voidaan hävittää tavallisen kotitalousjätteen mukana paikallisten määräysten mukaisesti lajiteltuna.
Pakkauksen hävittämisohejeet	Voidaan kierrättää tai polttaa.

Käyttöohjeet

Tuotteen koon tunnistaa helposti värikoodien, nimien ja numerointijärjestelmien avulla. Mittaa aina lantion ympärysmitta oikean koon valitsemiseksi ja valitse oikea imukyky vuotojen välttämiseksi. Varmista, että vaippa istuu napakasti ja mukavasti. Jos vaippa ei istu napakasti nivusalueella, kiinnitä vyö ylemmäksi lantiolle. Vyövaipat keskivaikeasta vaikeaan inkontinenssiin on erinomainen ratkaisu omatoimisille käyttäjille, jotka pystyvät pukemaan vaipan itse. Voit pukea tuotteen sekä pystyasennossa (sekä edestä että takaa) että istuma- tai makuuasennossa. Katso lisätietoja esitteessämme olevasta pukemisohejeesta.

Pakkaustiedot

Yksikkö	Sisältää	Pituus	Leveys	Korkeus	EAN
ltk	60 kpl	59 cm	37 cm	23.3 cm	5703538459511
pkt	15 kpl	28 cm	17 cm	22 cm	5703538459474
kpl	1 kpl				



Pohjoismainen Joutsenmerkki on virallinen pohjoismainen ympäristömerkki. Joutsenmerkillä varustetut tuotteet täyttävät tiukat ympäristövaatimukset raaka-aineiden, tuotannon, käytön, dokumentoinnin ja turvallisuuden osalta.



MD-merkinnällä varustetut tuotteet luokitellaan lääkinnällisiksi laitteiksi.



CE-merkintä takaa, että tuotetta on turvallista käyttää ja että sillä voidaan toteuttaa kaikki turvatoimenpiteet. CE tarkoittaa Conformité Européenne (EU-vaatimustenmukaisuus) -standardia. Sitä käytetään pääasiassa elektroniikkalaitteille, turvalaitteille, rakennusalan tuotteille ja lääkinnällisille laitteille.



UKCA-merkki osoittaa, että tuote on turvallinen käyttää, ja että se noudattaa kaikkia tuotestandardien ja Yhdistyneen kuningaskunnan lainsäädännön mukaisia turvatoimia.



Takaa, että tuotteemme on testattu sellaisten ainesosien varalta, jotka voivat aiheuttaa ihoärsytystä. Testit on suorittanut riippumaton kolmannen osapuolen laboratorio.



Hajujensitomisominaisuus on tärkeä tekijä huomaamattomuuden varmistamiseksi. ABENA-inkontinenssituotteet on suunniteltu ja valmistettu minimoimaan epämiellyttävät hajut mahdollisimman hyvin.



Tehokkaat vuotosuojat, sekä näkyvät että näkymättömät, ja lateksittomat kuminauhat varmistavat tiiviin istuvuuden ja vähentävät ohivuotoja.



Kosteusindikaattori on nesteeseen reagoiva nauha, joka vaihtaa väriä tai haalistuu, kun on aika vaihtaa tuote.



100-prosenttisen hengittävyyden, Top-Dry-ominaisuuden ja vuotosuojan yhdistelmä pitää tuotteen pintakuivana ja ihoystävällisenä jopa useamman virtsaamiskerran jälkeen ja säilyttää ihon luonnollisen pH-tasapainon.



Ei sisällä lateksia.



Tippamerkintä ilmaisee tuotteen imukyvyyn. Mitä enemmän tippoja on, sitä korkeampi on imukyky. Imukyvyyn määrä voi olla 1–9 tippaa.



Täysin hengittävä tuote on miellyttävä myös pitkäaikaisessa käytössä. Auttaa ylläpitämään ihon terveyttä.



Ainutlaatuinen Top-Dry-teknologia takaa nopean imeytymisen ja pitää tuotteen pinnan kuivana jopa useamman virtsaamiskerran jälkeen.



Pussi on 30-prosenttisesti PCR-muovia eli valmistettu kuluttajien kierrättämästä muovimateriaalista.

Näin voimme vähentää muovijätteen määrää ja auttaa pitämään huolta ympäristöstä.

