



Ihonmerkkauskynä

Kertakäyttöinen ihonmerkkauskynä kaksoiskärjellä ja viivoittimella



Tuotekuvaus

Kertakäyttöinen Bea Pro Ihonmerkkauskynä kaksoiskärjellä ja viivoittimella. Sekä kynässä että viivoittimessa on mittasteikko senttimetreinä. Ihonmerkkauskynän myrkytön violetti väri voidaan poistaa alkoholilla tai nestemäisellä saippualla. Tuotteet ovat steriilisti yksittäispakattuna.

Käyttökohde

care, Terveystieteellinen, laboratorio, Lääketieteellinen

Kokonaissäilyvyysaika valmistuksesta

60 kk

Käyttörajoitukset

Älä käytä tuotetta pakkauksessa ilmoitetun viimeisen käyttöpäivän jälkeen. • Hävitä käytön jälkeen sovellettavan paikallisen käytännön mukaisesti. • Tuote on kertakäyttöinen.

Valmistusmaa

Kiina

Valmistajan nimi

DONGGUAN TONDAUS MEDITECH CO.,LTD

Maahantuoja

Berner Oy

Kierrätysohjeet

Ihonmerkkauskynä on kertakäyttöinen ja hävitettävä sekajätteen mukana.

Pakkaustiedot



Berner Oy
Hitsajankatu 24, 00810 Helsinki
+358 20 690 76 | medlab@berner.fi | bernermedical.fi

Bröderna Berner AB, Berner Medical
Bergkällavägen 27 A, 192 79 Sollentuna
+ 46 8 446 15 06 | info.medical.se@bernercompany.com | bernermedical.se

Pakkaustiedot

	Tuotenumero	Myyntierä	Lava	EAN vähittäispakkaus	EAN kuljetuspakkaus
0,5mm + 1mm	15841701	100 ps	1000 ps	6971802650356	6971802650363



Berner Oy
Hitsaajankatu 24, 00810 Helsinki
+358 20 690 76 | medlab@berner.fi | bernermedical.fi

Bröderna Berner AB, Berner Medical
Bergkällavägen 27 A, 192 79 Sollentuna
+ 46 8 446 15 06 | info.medical.se@bernercompany.com | bernermedical.se