
VEREN ALKOHOLIN VIERITESTAUSLAITE

AKUUTTIHOITOTYÖHÖN





VEREN ALKOHOLIN MITTAAMINEN ON YHTÄ HELPPOA KUIN VEREN- SOKERIN MITTAAMINEN

- 🔴 Tarkka
- 🔴 Mittausalue 0 – 5 ‰ (0 – 500mg/dl)
- 🔴 Helppokäyttöinen
- 🔴 Kannettava ja kevyt
- 🔴 Käyttövarma
(ei tarvetta huoltaa, helppo kalibrointi ja päivitys)
- 🔴 Kustannustehokas
- 🔴 Säästää rahaa, aikaa ja ihmishenkiä



HELPPO, KEVYT JA NOPEA KÄYTTÖINEN

Albio™ on veren alkoholin vieritestauslaite ja antaa tarkan arvon veren etanolipitoisuudesta 25:ssä sekunnissa. Se on suunniteltu käytettäväksi kenttäolosuhteissa, mutta se on yhtä käyttökelpoinen myös päivystyksessä.

Mm. tajuttomat ja traumapotilaat eivät pysty tekemään puhallustestiä. Albio™ auttaa poissulkemaan tai vahvistamaan etanolipitoisuuden verestä, jolloin potilaan tarvitsema hoito voidaan aloittaa välittömästi.

Albion käyttö on hyvin yksinkertaista. Verinäyte voidaan ottaa sormenpäästä tai laskimoverestä, ja tarvittava tilavuus on vain 0,6µ litraa. Albion tarkkuus mitta-alueella on alle +/- 6,3 %. Koska Albio™ on verinäytteeseen perustuva elektrokemiallinen testausjärjestelmä, sillä ei ole samanlaisia käyttörajoituksia kuin puhallus- tai sylkianalyysillä.

YHTEYSTIEDOT

www.palfinland.com, www.albiotest.com



Follow us on twitter @PALFinland

Jarno Verso, CBDO

☎ +358 (0) 40 776 2967

✉ jarno.verso@palfinland.com

Simo Kettunen, Sales Manager

☎ +358 (0) 50 362 0125

✉ simo.kettunen@palfinland.com

PAL Finland Oy on kehittänyt Albio[®]-tuotetta maailmanlaajuisesti useiden asiantuntijoiden kanssa. Seuraavat organisaatiot ovat osallistuneet kehitykseen kuten kliinisiin tutkimuksiin, käytettävyystudkimukseen, tuotekehitykseen sekä tuotantoon:



Leverage from
the EU
2014–2020



KUPIO
UNIVERSITY HOSPITAL

