

Cederroth Silmänhuuhtelu 2 x 500 ml

Toimiva muotoilu ja hyvät huuhteluominaisuudet

Helppokäyttöinen pullo. Ergonomisesti muotoiltu huuhtelukuppi ja runsas huuhtelunesteen virtaus.

Helppo ja nopea avata: Avataan helpolla kädenliikkeellä. Kierrä, ja pullo on käyttövalmis!

Sijoitus: Cederroth silmänhuuhtelupullot voidaan sijoittaa usealla eri tavalla ja sopivat siksi kaikkiin työpisteisiin. Pullo on parasta säilyttää siihen tarkoitettussa seinätelineessä.

Runsas huuhtelu: Onnettomuuden tapahduttua on ensiarvoisen tärkeää aloittaa silmän huuhtelu heti, ensimmäisten sekuntien kuluessa. Cederroth silmänhuuhtelu mahdollistaa nopean ja runsaan huuhtelun. Huuhtelukuppi ohjaa nesteen suoraan silmään, eikä neste valu hukkaan, ja auttaa samalla pitämään silmän auki.

Parempi mahdollisuus pelastaa silmät: Samalla kun Cederroth puskuroitu silmänhuuhteluneste laimentaa ja huuhtelee pois vaarallisen aineen, sillä on myös neutralisoiva vaikutus emäs- ja happoroiskeisiin. Vaikutus on yleensä voimakkaampi emäksiä kuin happoja vastaan.

Puskuroimaton silmänhuuhteluneste ainoastaan laimentaa hapon/emäksen ja huuhtoo sen pois, jolloin tarvitaan sekä enemmän nestettä että pidempi huuhtelu-aika.

Pölysuojattu huuhtelukuppi: Pölysuoja pitää huuhtelukupin aina puhtaana ja miellyttävänä käyttää. Pölysuoja toimii samalla myös pullon avaajana.



Sisältö: 2 x 500 ml, steriili, puskuroitu, säilöntäaineeton keittosuolaliuos.

Kertakäyttöinen.

Säilyvyys 4,5 vuotta.

Mitat: Ø 6,6 cm x 23,5 cm

Cederroth Silmänhuuhtelu. Ensiapu silmillesi.



Onnettomuuden tapahduttua on tärkeää aloittaa silmän huuhtelu ensimmäisten sekuntien aikana. On myös tärkeää, että saadaan aikaan tehokas huuhtelu runsaalla nestemäärällä. Huuhtelunesteen tulisi lisäksi olla puskuroitu, jolloin se vaikutta neutralisoivasti emäs- (esim. lipeä) ja happoroiskeisiin (esim. akkuhappo).

Cederroth Silmänhuuhtelu on suunniteltu siten, että se avautuu samanaikaisesti, kun se kierretään irti seinätelineestä. Huuhtelukuppi takaa parhaan mahdollisen huuhtelun ja huuhteluneste on puskuroitu.

Cederroth Silmänhuuhtelun neutralisoiva vaikutus on yleensä voimakkaampi emäs- kuin happoroiskeita vastaan. Cederroth Silmänhuuhtelu on saatavana useina vaihtoehtoina, erilaisilla lisälaitteilla varustettuna, ja voidaan sijoittaa siten, että se on aina helposti saatavilla ja käyttövalmiina.

Tuote-edut

- Toimiva muotoilu
- Tehokas huuhtelu
- Nopea ja helppo avata
- Helppo sijoittaa
- Pölysuojattu huuhtelukuppi
- Puskuroitu neste