

YKSI VAIHE. YKSI MINUUTTI. YKSI RATKAISU. ALKOHOLITTOMAAN DESINFIOINTIIN



Miksi valita Sani-Cloth® AF³?

Sani-Cloth® AF³ -pyyhkeet ovat alkoholittomia, käyttövalmiita, vähän nukkaavia, kertakäyttöisiä 2-in-1 puhdistus- ja desinfiointipyyhkeitä ei-invasiivisille lääkinällisille laitteille sekä koville, ei-huokoisille pinnoille. Sani-Cloth® AF³ -pyyhkeitä voidaan käyttää lääkinällisten laitteiden esipuhdistukseen tai dekontaminointiin ennen sterilointia.



Testausmenetelmä	Mikro-organismi	Kokonaiskontaktiaika
EN 16615 EN 13727	Bakteerit	1 minuutti (d)
EN 16615 EN 13624	Hiivat	1 minuutti (d)
EN 14476	Vaipalliset virukset	1 minuutti (d)
EN 14476	Norovirus Adenovirus	1 minuutti (d) 1 minuutti (d)
EN 14348	Tuberkuloosi	1 minuutti (d)

(d) Todistetusti puhdistaa ja desinfioi näkyvästi likaisilla pinnoilla – esipuhdistusta ei tarvita.



Pienennämme hiilijalanjälkeämme eurooppalaisen valmistuksen avulla Yhdistyneen kuningaskunnan ja Italian tuotantolaitoksissamme.

Sani-Cloth® AF³ on yhteensopiva Point of Use -annostelijoidemme kanssa paremman käyttövaatimustenmukaisuuden varmistamiseksi!

Suosittelun ohjeistus:

1 pakkaus EAF3011 tai 2 pakkausta EAF3003



Laitteiden suojaus: Maailman laajin alkoholittomien tuotteiden yhteensopivuustietokanta, testattu yli 450 lääkinällisellä laitteella.



Tehokas: 1 minuutin kokonaiskontaktiaika, mukaan lukien tuberkuloosi (TB) ja norovirus likaisissa olosuhteissa.



Ihon hyvinvointi: Dermatologisesti testattu. Valmistettu ilman PHMB:tä, tunnettua ihoa herkistävää ainetta, allergisten reaktioiden riskin minimoimiseksi. Voidaan käyttää ilman käsiaineita.



Tuotekuvaus	Tuotekoodi	Pyyhkeen koko	Luokitus	Käyttöaika avaamisen jälkeen	Säilyvyysaika
200 kpl pehmeä pakkaus	EAF3011	267mm x 210mm	Lääkinällinen laite, luokka IIa	6 kuukautta	36 kuukautta
100 kpl pehmeä pakkaus	EAF3003	200mm x 200mm	Lääkinällinen laite, luokka IIa	3 kuukautta	36 kuukautta

Pamark Group

BUNZL

Pamark Business Oy | Osoite: Itäinen Valkoisenlähdeentie 18, 01380 Vantaa | Y-tunnus: 31141131-2 | Puh: 029 371 6000 | Sähköposti: asiakaspalvelu@pamark.fi | www.pamark.fi