

Accuvac PRO Imulaite



Toimisto

Robert Huberin tie 2
01510 Vantaa

www.pamark.fi

Asiakaspalvelu

ma-pe klo 08:00-16:00
puh. 029 371 6000



Pamark Group

Tuote	Tuote-numero	Valmistaja	Paino	Mitat
WEINMANN ACCUVAC PRO IMULAITE, SERRES	67104062	Weinmann	3,65 Kg	370 mm x 277 mm x 146 mm



Accuvac PRO

Ensimmäinen hengenpelastusvaihe on potilaan hengitysteiden puhdistaminen esteistä, jotta tehokas ventilaatio voidaan suorittaa. Hätätilanteessa potilaan selviytyminen riippuu hengitysteiden pitämisestä vapaina. ACCUVAC Pro varmistaa vapaat ja selkeät hengitystiet imemällä suun ja nielun, endotrakeaalisen tai keuhkoputkien alueet. Laite on tarkoitettu kliiniseen käyttöön sekä käyttöön vastaanotoilla, ensiavussa, ensihoidossa ja kotihoidossa. Lisäksi se soveltuu käyttöön ulkona ja kuljetusten aikana.



ACCUVAC Pro imulaitteen edut:

-
- Monipuolinen käyttö
 - Turvallinen ja hygieeninen käyttöä
 - Yksinkertainen käyttö, kestävä rakenne
 - EN 1789, RTCA DO-160G



Pamark Group

ACCUVAC Pro imulaitteen edut:

- Suuri imukapasiteetti, noin 34 litraa/minuutti -0,8 barilla (laitteen sisääntulossa).
- Ladattava litiumioniakku, jonka käyttöaika on yli 60 minuttia. Käyttäjä voi vaihtaa akun helposti ilman työkaluja.
- Neljä ennalta määritettyä imutasoa käyttäjän valittavissa.
- Automaattinen toiminnantarkistus nopealla visuaalisella ja akustisella palautteella
- Turvallinen eritteiden keräys kertakäyttöiseen Serres®-imupussiin integroidulla bakteerisuodattimella.
- Tukeva, iskunkestävä rakenne.
- Lisävarusteena saatavilla: iso tarvikepussi, suojapussi ja/tai olkahihna
- Eritteiden ja ruoan imeminen hengitysteistä
- Endotrakeaalinen ja keuhkoputkien imu
- Soveltuu erityisen hyvin sairaalahoitoa edeltävään hoitoon
- Soveltuu käytettäväksi vauvoille, lapsille ja aikuisille

Tekniset tiedot	ACCUVAC Pro
Mitat (L x K x S) säiliöjärjestelmän kanssa	370 mm x 277 mm x 146 mm
Paino:	
• Laite akun kanssa / ilman säiliöjärjestelmää ja kiinnikettä • Kertakäyttöinen säiliöjärjestelmä	3,65 kg 0,65 kg
Imuteho laitetulossa (ilman säiliöjärjestelmää); -0,8 bar, täyteen ladattu akku ja 21 °C / 1013 hPa (määritetty 1 litraisen puskurisäiliön kanssa)	34 l/min ± 4 l/min
Suurin saavutettava tyhjiö	0,8 bar tai 80 % ilmanpaineesta
Tyhjiöasetus	Valmiiksi määritetyt asteet: -0,1 bar, -0,2 bar, -0,5 bar ja -0,8 bar, elektroninen säätö



Pamark Group

Spesifikaatio	
Tyyppi	Litiumioni 4IMR 19/66-2 BM18650Z3
Mitat (L x K x S)	43 mm x 73 mm x 75 mm
Paino	0,4 kg
Latausaika	Akkutila 80 %: 2 h 40 min. 20 °C:ssa ilman käyttöä Akkutila 100 %: noin 4 h. Automaattinen kytkentä ylläpitolataukseen
Latausväli pidempiaikaisessa säilytyksessä	6 kk välein
Akkukäytön kesto yhtäjaksoisessa käytössä täyteen ladatulla / uudella akulla (> 20 l/min, asetus -0,8 bar)	60 min, -5 °C:ssa 60 min, +21 °C:ssa 30 min, +50 °C:ssa
Käyttöikä	Noin 500 latausjaksoa

AKKU

Näyttö	Ohjauspaneelin merkkivalot: Päälle/pois, valittu tyhjiö, tosiasiallinen tyhjiö, akkutilan näyttö, varoitus (punainen tilamerkkivalo)
Kytkentäjakso (lyhytaikainen käyttö)	60 min päälle, 120 min pois
Luokitus EN 60601-1 mukaan: • Suojaustyyppi sähköiskua vastaan • Suojaus sähköiskulta	Suojausluokka II (verkko- ja akkukäytössä) BF-tyyppin käyttöosa
Suojaus: • vieraiden esineiden pääsylvä laitteen sisään • pölyn pääsylvä laitteen sisään • vahinkoa aiheuttavan veden pääsylvä laitteen sisään	IP34D
Luokitus EN ISO 10079-1 mukaan	High vacuum / high flow

**Voitte olla yhteydessä asiantunteviin
ammattilaisiimme:**

www.pamark.fi

anna-kaisa.kokko@pamark.fi
040 548 2460

Toimisto

Robert Huberin tie 2
01510 Vantaa



Asiakaspalvelu

ma-pe klo 08:00-16:00
puh. 029 371 6000