

Tournistrech-kertakäyttöstaasi



ASep Healthcaren palkittu, innovatiivinen kertakäyttöinen kiristysside tarjoaa käytettävyyttä, potilasmukavuutta ja kohtuuhintaisuutta.

840226 ASep® Tournistretch -kertakäyttöstaasi 25kpl /pss
- 20 pss/ltk

Toimisto


Itäinen Valkoisenlähteen tie 18
01380 Vantaa

www.pamark.fi

Asiakaspalvelu

ma-pe klo 08:00-16:00
puh. 029 371 6000

Tournistretch® on ainoa kertakäyttöinen kiristysside, jota voidaan näytteenottotilanteessa avata ja sulkea yhdellä kädellä.



Käyttöohjevideo:

<http://www.asephealthcare.com/tournistretch.html>

Toimisto

Itäinen Valkoisenläntheentie 18
01380 Vantaa



Asiakaspalvelu

ma-pe klo 08:00-16:00
puh. 029 371 6000