



LoFric-katetreissa on ainutlaatuinen Urotonic™ Pintarakenne. Se varmistaa katettrin pysymisen miellyttävänä ja turvallisena sekä sisäänviennin että poistamisen aikana.<sup>1</sup>

→ Sileät silmäaukot.

### Käyttötarkoitus

Kertakäyttöinen hydrofiilinen LoFric®-virtsakatetri on tarkoitettu virtsarakon toistokatetrointiin.

### Sterilointi ja käyttöikä

Steriloitu etyleenioksidikaasulla. Viimeinen käyttöpäivämäärä on merkitty pakkaukseen.

### Pakkaus

Laatikossa on 30 katetria. Kuljetuslaatikossa on 2 tai 4 laatikkoa.

### Valmistusmateriaalit

**Hydrofiilinen pinnoite:** polyvinyylipyrrolidoni (PVP) ja natriumkloridi (NaCl).

**Katetri:** polyolefiinipohjainen elastomeeri (POBE).

**Yksittäispakkaus:** lakattu paperi, laminaattikalvo polypropyleenia (PP) / polyamidia (PA) / polyetyyleenia (PE).

### Tuotevalikoima

Tuotenumero	Malli	Pituus	Koko
400 08 00	LoFric® Nelaton (male)	40 cm	CH 08
400 10 00	LoFric® Nelaton (male)	40 cm	CH 10
400 12 00	LoFric® Nelaton (male)	40 cm	CH 12
400 14 00	LoFric® Nelaton (male)	40 cm	CH 14
400 16 00	LoFric® Nelaton (male)	40 cm	CH 16
400 18 00	LoFric® Nelaton (male)	40 cm	CH 18
400 20 00	LoFric® Nelaton (male)	40 cm	CH 20
400 22 00	LoFric® Nelaton (male)	40 cm	CH 22
401 06 00	LoFric® Nelaton (pediatric)	20 cm	CH 06
401 08 00	LoFric® Nelaton (pediatric)	20 cm	CH 08
401 10 00	LoFric® Nelaton (pediatric)	20 cm	CH 10
402 08 00	LoFric® Nelaton (pediatric)	30 cm	CH 08
402 10 00	LoFric® Nelaton (pediatric)	30 cm	CH 10
403 08 00	LoFric® Nelaton (female)	20 cm	CH 08
403 10 00	LoFric® Nelaton (female)	20 cm	CH 10
403 12 00	LoFric® Nelaton (female)	20 cm	CH 12
403 14 00	LoFric® Nelaton (female)	20 cm	CH 14
403 16 00	LoFric® Nelaton (female)	20 cm	CH 16
403 18 00	LoFric® Nelaton (female)	20 cm	CH 18
404 08 00	LoFric® Nelaton (female)	15 cm	CH 08
404 10 00	LoFric® Nelaton (female)	15 cm	CH 10
404 12 00	LoFric® Nelaton (female)	15 cm	CH 12
404 14 00	LoFric® Nelaton (female)	15 cm	CH 14
405 10 00	LoFric® Tiemann (male)	40 cm	CH 10
405 12 00	LoFric® Tiemann (male)	40 cm	CH 12
405 14 00	LoFric® Tiemann (male)	40 cm	CH 14
405 16 00	LoFric® Tiemann (male)	40 cm	CH 16
405 18 00	LoFric® Tiemann (male)	40 cm	CH 18

1. Waller et al 1997; Dunger et al. 1988

Me Wellspectissä kehitämme kontinenssihoitoon innovatiivisia ratkaisuja, jotka muuttavat ihmisten elämää. Olemme sitoutuneet kannustamaan käyttäjiämme itseluottamuksen ja itsenäisyyden kasvattamiseen sekä hyvään terveyteen ja hyvinvointiin. Olemme johtaneet alaa yli 30 vuoden ajan LoFric® ja Navina™ -tuotemerkeillämme. Luomme luotettavia ja käyttäjäystävällisiä tuotteita virtsarakon ja suoliston hallintaan mahdollisimman pienillä ympäristövaikutuksilla. Pyrimme intohimoisesti tulemaan ilmastoneutraaliksi ja tekemään tiivistä yhteistyötä käyttäjien ja terveydenhuollon ammattilaisten kanssa, jotka innostavat meitä jatkuvasti parantamaan tuotteitamme ja palveluitamme kestäväällä tavalla, nyt ja tulevaisuudessa.

**Wellspect. A real difference.**

Lisätietoja tuotteistamme ja käynnistämästämme Advancing Continence Care Together (ACCT) -ohjelmasta on osoitteessa [Wellspect.fi](https://wellspect.fi).

Seuraa meitä myös Facebookissa ja Instagramissa.

[wellspect.fi](https://wellspect.fi)

