

FAMILON PRO MEDIFLEX SAFE

Hygieniapatja / Hygienmadrass / Hygienic Mattress



PALOTURVALLISUUS

SL1, läpäisee liekki- ja savuketestin
IMO 2010 FTPC, Part 9

OMINAISUUDET

Erikoisprofiloitu hygieniapatja sairaan-tai kotihoidon potilaille. Mediflex-patja on tarkoitettu henkilöille, jotka painavat 60 – 150 kg. Patja on käyttökelpoinen myös näiden painorajojen ulkopuolella, mutta mikäli patja on jatkuvassa käytössä huomattavasti painavammalla henkilöllä, voi patjan käyttöikä lyhentyä. Mediflex-patja soveltuu parhaiten matalan- ja keskirisikin potilaille. Patja on kaksipuolinen ja se toimii erinomaisesti säädettävissä sängyissä muotoleikatun sisuksensa ansiosta.

RAKENNE

Sisusmateriaalina on paloturvallinen, joustava vaahtomuovi. Päällinen on kahteen suuntaan joustavaa paloturvallista polyuretaanipinnoitettua patjakangasta (52% polyamidi, 48% polyuretaani), väri harmaa. Kankaassa Sanitized-käsittely. Aktiivinen ainesosa on sinkkipyritioni (EU528/2012). Päällisessä L-vetokeju päädyssä ja pitkällä sivulla, suojattu tippaläpällä.

KOKO

75 x 200 x 13 cm
80 x 200 x 13 cm
90 x 200 x 13 cm
Erikoismitat mahdollisia.

IRTOPÄÄLLISET

Kaikkiin kokoihin saatavana erillinen vaihtopäällinen.

HOITO-OHJE

Imurointi, tuuletus ja käyttösuunnan vaihtelu. Päivittäinen puhdistus pyyhkimällä. Päällisen vesipesu 60-90 °C.

BRANDSÄKERHET

SL 1, godkänt tändsticks- och cigarettprov
IMO 2010 FTPC, Part 9

EGENSKAPER

Specialprofilerad hygienmadrass för patienter inom sjuk- eller hemvården. Mediflex-madrassen är avsedd för personer som väger 60–150 kg. Madrassen kan också användas i andra viktklasser, men om den kontinuerligt används av en betydligt tyngre person kan madrassens livslängd förkortas. Mediflex-madrassen lämpar sig bäst för låg- och medelriskpatienter. Madrassen är dubbelsidig och passar utmärkt i justerbara sängar tack vare sin formskurna stoppning.

STRUKTUR

Fyllning av brandsäker och följsam skumplast. Överdraget är tillverkat av brandsäkert madrasstyg (52 % polyamid, 48 % polyuretan), som är elastiskt på längden och bredden och ytbehandlat med polyuretan. Färgen är grå. Tyget är Sanitized-behandlat. Aktiv beståndsdel är zinkpyriton (EU528/2012). Överdraget har ett L-blixtlås längs ena kortsidan och ena långsidan, skyddat med en droppkant.

STORLEK

75 x 200 x 13 cm
80 x 200 x 13 cm
90 x 200 x 13 cm
Specialstorlekar på begäran.

AVTAGBARA ÖVERDRAG

Reservöverdrag kan fås till alla storlekar.

SKÖTSELRÅD

Dammsugning, vädning och ändrad sovriktning. Torka av madrassen dagligen. Överdraget tvättas i vattentvätt i 60-90 °C.

FIRE SAFETY

SL1, passes the flame and cigarette test
IMO 2010 FTPC, Part 9

CHARACTERISTICS

A custom-profiled hygienic mattress for patients in institutional or home care. Mediflex mattresses are designed for individuals weighing between 60 and 150 kg. The mattress can also be used outside this weight range, but if continuously used by a considerably heavier person, its service life may be reduced. The Mediflex mattress is best suited for patients whose risk level is low or medium. This two-sided mattress works well with adjustable beds due to its form-cut filling.

CONSTRUCTION

Filling: fire-resistant elastic foam. Cover: grey fire-resistant polyurethane mattress fabric (52% polyamide, 48% polyurethane) that is flexible in two directions. Fabric treated with Sanitized technology. Active component: zinc pyritone (EU528/2012). Cover equipped with an L-zip along the side and at the end, protected with a drip strip.

SIZE


75 x 200 x 13 cm
80 x 200 x 13 cm
90 x 200 x 13 cm
Custom sizes available.

REMOVABLE COVERS

All sizes available with separate removable covers.

CARE INSTRUCTIONS

Vacuuming and changing orientation. Wipe daily. Cover washable in water at 60-90 °C.



Mediflex Safe soveltuu 60-150 kg painaville.
Mediflex madrasser är lämpliga för personer som väger mellan 60 och 150 kg.
Mediflex mattresses are designed for individuals weighing between 60 and 150 kg.

FAMILON
UNTEN MAILTA